



Battery function - 2 lithium
Fonction pile : 2 piles lithium
Batteriefunktion - 2 Lithium
Batterijfunctie - 2 lithiumbatterijen
Batterifunktion - 2 litium
Batterifunktion - 2 litium
Funcione batteria - 2 batterie al litio
Función de pilas de litio
Funciona a pilhas - 2 pilhas de lítio
Pariston toiminta - 2 lithium paristoa.
Λειτουργία μπαταρίας - 2 μπαταρίες λιθίου
Pil işlevi - 2 lityum piller






Remove battery protection
 Enlever la languette de protection des piles
 Bitte Isolierstreifen entfernen
 Verwijder de batterijbeveiliging
 Ta bort batteriskyddet
 Fjern batteribeskyttelsen
 Rimuovete la protezione della batteria
 Retire la protección de las pilas
 Retire a protecção da pilha
 Poista pariston suoja
 Αφαιρέστε την προστασία μπαταρίας
 Pil koruyucusunu çikart






KG or LB or ST
 KG ou LB ou ST
 KG oder LB oder ST
 KG of LB of ST
 KG eller LB eller ST
 KG eller LB eller ST
 KG o LB o ST
 KG o LB o ST
 KG ou LB ou ST
 KG tai LB tai ST
 KG ή LB ή ST
 KG ya da LB ya da ST

To start - Tap on
 Mise en route - Appuyer
 Start - Tap-on
 Inschakelen - Aantikken
 Sätt igång - Tryck till
 Sådan tænder du - Tryk på
 Accensione - "Tap-on"
 Activar - Golpear báscula
 Pisar-para-ligar
 Kevyt polkaisu
 Για ενεργοποίηση - Ελαφρύ χτύπημα
 Başlama - Bas



Wait for 0.0 or 0:0
 Attendre l'affichage de 0.0 ou 0:0
 Bitte warten Sie bis 0.0 oder 0:0 kommt
 Wacht op 0.0 of 0:0
 Vänta på 0.0 eller 0:0
 Afvent 0.0 eller 0:0
 Aspettate che appaia 0.0 o 0:0
 Espere hasta que aparezca 0.0 ó 0:0
 Espere por 0.0 ou 0:0
 Odata 0.0 tai 0:0 syttyvan
 Περιμένετε να εμφανιστεί η ένδειξη 0.0 ή 0:0
 0.0 veya 0:01 bekle


To weigh
 Pour peser
 Wiegen
 Weigen
 Wegen
 Att väga
 Sådan vejer du
 Pesatura
 Pesar
 Para pesar
 Punnitus
 Για ζύγιση
 Tartılmak




Weight
 Poids
 Gewicht
 Gewicht
 Gewicht
 Vikt
 Vægt
 Peso
 Peso
 Peso
 Paino
 Βάρος
 Ağirlik

OFF
 OFF
 AUS
 UIT
 AV
 OFF
 OFF
 OFF
 OFF
 OFF
 SAMMUTUS
 OFF
 KAPAMAK

Use & Care
 Utilisation et entretien
 Bedienung und Pflege
 Gebruik & onderhoud
 Användning & skötsel
 Brug og vedligeholdelse
 Uso e manutenzione
 Uso y mantenimiento
 Use & cuide
 Käyttö ja huolto
 Χρήση & προστασία
 Kullanım & Bakım




USB port (844KL only)
 Port USB (seul 844KL)
 USB-Port (nur 844KL)
 USB-poort (seul 844KL)
 USB-port (enbart 844KL)
 USB-port (eneste 844KL)
 Porta USB (solo 844KL)
 Puerto USB (sólo 844KL)
 Porta USB (só 844KL)
 USB-porttiin (ainoa 844KL)
 USB λιμάνι (μόνο 844KL)
 USB limanı (844KL yalnızca)




Problems
 Problèmes
 Probleme
 Problemen
 Problem
 Problemer
 Problemi
 Problemas
 Problemas
 Häiriöitä
 Προβλήματα
 Sorunlar

Change battery
 Changer la pile
 Batteriewechsel
 Batterij vervangen
 Byt batteri
 Udskiftning af batteri
 Sostituzione della batteria
 Sustituir pila
 Trocar a pilha
 Vaihda paristo
 Αλλαγή μπαταρίας
 Pil deęistir



Scale overloaded
 Balance surchargée
 Überlastanzeige
 Weegschaal overbelast
 Vågen överbelastad
 Vægten er overbelastet
 Bilancia sovraccarica
 Báscula sobrecargada
 Ylikuormitus
 Υπερφόρτωση ζυγαριάς
 Terazı fazla yükli



If the scale does not function properly, try cutting the power supply by removing the batteries. Then replace the batteries and start again.
 Si le pèse-personne ne fonctionne pas correctement, essayer de couper l'alimentation en enlevant la pile. Ensuite replacer la pile et redémarrer le pèse-personne.
 Wenn die Waage nicht korrekt funktioniert, versuchen Sie die Batterie herauszunehmen. Dann legen Sie die selbe Batterie wieder hinein und starten Sie erneut.
 Als de weegschaal niet werkt, schakelt u de stroom uit door de batterij te verwijderen. Vervang de batterijen en start opnieuw.
 Om vægten inte fungerer ordentligt, prøv med att bryta strömmen genom att ta bort batteriet. Sätt i batteriet igen och starta om vågen.
 Hvis vægten ikke fungerer, som den skal, kan du prøve at afbryde strømmen ved at fjerne batterierne. Sæt batterierne i igen, og tænd en gang til.
 Se la bilancia non funziona correttamente, provate ad interrompere l'alimentazione elettrica togliendo la batteria. Sostituire quindi la batteria e riaccenderla.
 Si la báscula no funciona correctamente, intente cortar el suministro eléctrico extrayendo las pilas. Entonces, sustituya las pilas y vuelva a comenzar.
 Se a balança não funcionar correctamente, experimente cortar a alimentação elétrica retirando a pilha. De seguida, volte a colocar a pilha e recomece.
 Toimintahäiriöiden esilyntyessä katkaista virta poistamalla paristo. Aseta paristo takaisin ja aloita alusta.
 Αν η ζυγαριά δεν λειτουργεί σωστά, προσπαθήστε να διακόψετε την προμήθεια ρεύματος αφαιρώντας τις μπαταρίες. Στη συνέχεια, αντικαταστήστε τις μπαταρίες και θέστε ξανά σε λειτουργία τη συσκευή.
 Eğer tartı düzgün çalışmıyorsa güç kaynağını durdurabilmek için pilleri yerinden çıkarın. Daha sonra pilleri tekrar aleti tekrar açın.

LIMITED WARRANTY

What does the Warranty Cover? Pelstar LLC scales are warranted from date of purchase against defects of materials or in workmanship for a period of one (1) year. If product fails to function properly, return the product, freight prepaid and properly packed to Pelstar. If manufacturer determines that a defect of material or in workmanship exists, customers' sole remedy will be repair or replacement of scale at no charge. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. All parts including repaired and replaced parts are covered only for the original warranty period.
Who is Covered? The original purchaser of the product must have proof of purchase to receive warranty service. Pelstar dealers or retail stores selling Pelstar products do not have the right to alter, or modify or any way change the terms and conditions of this warranty.
What is Excluded? Your warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, abuse including tampering, damage in transit, or unauthorized repair or alterations. Further, the warranty does not cover Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from country to country, state to state, province to province or jurisdiction to jurisdiction.
To get Warranty Service. Make sure you keep your sales receipt or document showing proof of purchase. Call 1 (800) 638-3722 or 1 (708) 377-0600 to receive a return authorization number. Attach proof of purchase to your defective product along with your name, address, daytime telephone number and description of the problem. Carefully package the product and send with shipping and insurance prepaid to:
 Pelstar LLC
 Attention R/A# _____
 Repair Department
 11800 South Austin Avenue Unit B
 Alsip, IL 60803
 If your scale is not covered by warranty, or has been damaged, an estimate of repair costs or replacement costs will be provided to you for approval prior to servicing or replacing.
GARANTIA LIMITADA
¿Qué Cubre la Garantía? Las balanzas de Pelstar LLC están garantizadas a partir de la fecha de compra contra defectos de fabricación y mano de obra por un periodo de un (1) año. Si el funcionamiento del producto no fuese adecuado, regrese el producto a Pelstar con fletes prepagados y en un embalaje adecuado. Si el fabricante determinase la existencia de un defecto de fabricación o mano de obra, el remedio único será la reparación o reemplazo de la balanza sin cargo alguno para el cliente. El reemplazo se realizará con un equipo o componente nuevo o remanufacturado. Si el producto se encontrase fuera de producción se le reemplazará con un producto similar del mismo o mayor valor. Todas las partes, incluyendo las partes separadas o reemplazadas, están cubiertas únicamente durante el periodo original de la garantía.
¿Quién Está Cubierto? El comprador original del producto debe poder comprobar la compra para hacer válida la garantía. Los distribuidores o minoristas de Pelstar no tienen derechos para alterar, modificar, o cambiar de ninguna manera los términos y condiciones de esta garantía.
¿Quién Está Excluido? La garantía no cubre el desgaste normal de las partes o daños como resultado de: Uso negligente o mal uso del equipo, uso de voltajes o corrientes inapropiadas, utilización contraria a las instrucciones de operación, abuso incluyendo modificaciones, daños en transporte, reparaciones o alteraciones no autorizadas. Más aún, la garantía no cubre sucesos naturales como fuego, inundaciones, huracanes o tornados. Esta garantía le da a Ud. derechos legales específicos, puede tener además otros derechos que varían de país a país, estado a estado, provincia a provincia o jurisdicción a jurisdicción.

Para obtener Servicio de Garantía. Asegúrese de conservar su recibo de venta o un documento que demuestre prueba de la compra. Llame 1 (800) 638-3722 o 1 (708) 377-0600 para recibir un número de autorización para retorno. Adjunte prueba de la compra al producto con defecto junto con su nombre, dirección, número de teléfono de día y descripción del problema. Empaquete el producto cuidadosamente y envíelo con transporte y seguro pagados por adelantado a:
 Pelstar LLC
 Attention R/A# _____
 Repair Department
 11800 South Austin Avenue Unit B
 Alsip, IL 60803
 Si su balanza no está cubierta por garantía, o ha sido dañificada, un presupuesto de los costos de reparación o reemplazo será provisto a usted para aprobación antes del mantenimiento o reemplazo.
GARANTIE LIMITÉE
Que couvre la garantie? A compter de la date d'achat, les pèse-personnes Pelstar LLC sont garantis contre les défauts de matériel ou de fabrication pour une période d'un (1) an. Renvoyez à Pelstar, port payé et bien emballé, le produit qui fonctionne mal. Si le fabricant constate un défaut de matériel ou de fabrication, le pèse-personne sera réparé ou changé sans aucun frais pour le client. Le remplacement se fera avec un produit ou composant neuf ou corrigé. Si le produit n'est plus disponible, le remplacement se fera par un appareil similaire d'une valeur égale ou supérieure. Les frais de toutes les pièces réparées ou changées sont couvertes seulement pour la période de garantie originale.
Qui est couvert par la garantie? Le premier acheteur du produit doit avoir les pièces justificatives de l'achat lui donnant droit au service de garantie. Les concessionnaires ou les détaillants des produits Pelstar n'ont pas le droit de modifier ou de changer les termes et conditions de cette garantie.
Ce que la garantie ne couvre pas. Votre garantie ne couvre pas une usure normale des pièces ou un dommage résultant des éléments suivants: négligence ou mauvais usage du produit, branchement sur un courant ou un voltage non approprié, usage non conforme au mode d'emploi, abus comprenant le fait de trifuler l'appareil, le dommage occasionné pendant le transport, les réparations alternance sans autorisation. De plus, la garantie ne couvre pas les catastrophes naturelles comme l'incendie, l'inondation, l'ouragan et la tornade. Cette garantie vous donne des droits légitimes spécifiques. Le client peut également bénéficier de certains autres droits qui varient selon les pays, les états, les provinces ou les juridictions.
Pour obtenir un service de garantie. Assurez-vous d'avoir conservé votre reçu ou tout autre document prouvant votre achat. Appelez le 1 (800) 638-3722 ou le 1 (708) 377-0600 pour recevoir un numéro d'autorisation de renvoi. Joignez votre preuve d'achat au produit défectueux en indiquant vos nom, adresse, numéro de téléphone dans la journée, et en donnant une description du problème. Emballez soigneusement le produit et envoyez-le avec port et assurance payés d'avance à:
 Pelstar LLC
 Attention R/A# _____
 Repair Department
 11800 South Austin Avenue Unit B
 Alsip, IL 60803
 Si votre balance n'est pas couverte par la garantie, ou a été endommagée, une estimation des frais de réparation ou de remplacement sera soumise à votre approbation avant l'exécution de la réparation ou du remplacement.



REGULATION FOR WASTE DISPOSAL 2002/96/CE

This product is encompassed by the category for electric and electronic components, which covers products that may contain dangerous substances for human health and the environment. The crossed dustbin symbol means that the product is subject to strict disposal arrangements under European legislation (Directive 2002/96/CE). The user must dispose of the product either by taking it to a shop that sells similar products (“Obligation of return”) or by putting it into the hands of a local refuse collection unit for selective recycling. Any product collected in this way will be dismantled, cleaned and disposed of in an environmentally safe way. Selective recycling helps to reduce the amount of waste and deals safely with any toxic substances. This decreases harmful effects on the environment in accordance with the Waste of Electric and Electronic Equipment (WEEE) Directive. To obtain more information about waste disposal procedures, please contact your local refuse collection unit.

ELIMINATION DES DECHETS Directive 2002/96/CE

Ce produit fait partie de la catégorie des équipements électriques et électroniques. Il contient des substances dangereuses pour la santé humaine et pour l’environnement. Le symbole de la poubelle barrée indique que ce produit fait l’objet d’une collecte sélective et ne doit pas être éliminé avec les déchets municipaux non triés. L'utilisateur est dans l’obligation de se défaire du produit soit en le remettant au vendeur à l’achat d’un appareil du même type (c’est ce qu’on appelle l’obligation de reprise), soit en le confiant à un centre local de collecte sélective. Les appareils ainsi récoltés seront démantelés, dépollués et traités de manière plus écologique. La collecte sélective contribue à réduire la quantité et la nocivité pour l’environnement des DEEE (déchets d’équipements électriques et électroniques) ainsi que des substances toxiques qu’ils contiennent. Pour obtenir plus d’informations sur les systèmes de collecte disponibles s’adresser au service local d’élimination des déchets.

ENTSORGUNG 2002/96/CE

Dieses Produkt gehört zur Kategorie elektrischer und elektronischer Komponenten, die Produkte umfassen, die gesundheits- und umweltschädliche Substanzen enthalten können. Das Piktogramm „durchgestrichene Mülltonne“ zeigt an, dass dieses Produkt gem. europäischer Gesetzgebung (Direktive 2002/96/CE) strengen Entsorgungsbestimmungen unterliegt. Der Anwender muss das Produkt entsorgen, indem er es entweder bei einem Händler abgibt, der ähnliche Produkte vertreibt (Rücknahmegarantie), oder indem er es bei einem Entsorgungsträger vor Ort zur ordnungsgemäßen Entsorgung abgibt. Produkte, die auf diese Art eingesammelt werden, werden zerlegt, gesäubert und auf umweltverträgliche Art entsorgt. Selektives Recycling trägt zur Abfallreduktion bei und stellt sicher, dass giftige Substanzen ordnungsgemäß entsorgt werden. Dies führt zu einer Reduktion umweltschädlicher Einflüsse im Einklang mit der WEEE-Direktive des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und Elektronik-Altgeräte. Weitere Information über Entsorgungsmaßnahmen erhalten Sie von Ihrem Entsorgungsträger vor Ort.

AFVALVERWIJDERING Richtlijn 2002/96/EG

Dit product valt onder de categorie elektrische en elektronische apparatuur. Deze categorie omvat producten met mogelijk gevaarlijke substanties voor de menselijke gezondheid en het milieu. De doorgekruiste vuilnisbak betekent dat het product onderworpen is aan strikte overeenkomsten inzake afval die onder de Europese wetgeving vallen (Richtlijn 2002/96/EG). De gebruiker dient zich van het product te ontdoen door het terug te brengen naar een winkel waar gelijksoortige producten worden verkocht (“Verplichte teruggave”) of door het te deponeren bij een plaatselijke afvalinzamelaar voor selectieve recycling. Elk product dat op deze manier wordt ingezameld, zal op een milieuvriendelijke manier worden ontmanteld, schoongemaakt en verwijderd. Door selectieve recycling wordt de hoeveelheid afval gereduceerd en worden toxische substanties op een veilige manier verwerkt. Hierdoor worden de schadelijke effecten op het milieu verminderd conform de richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Neem contact op met uw plaatselijke afvalinzamelaar voor meer informatie omtrent procedures inzake afvalverwijdering.

AVFALLSHANTERING

Den här produkten klassas som elektronisk och elektronisk komponent, vilket täcker alla produkter som kan innehålla ämnen skadliga för människan och miljön. Symbolen för den överkryssade soptunnan betyder att produkten står under strikta regler för avfall under EU-direktiv (2002/96/CE). Användaren skall vid avyttrande antingen lämna tillbaka produkten till en affär som säljer liknande varor eller lämna varan till en speciell återvinningsstation. Alla produkter som avyttras på detta sätt kommer att demonteras, rengöras och avfärdas på ett miljövänligt sätt. Selektiv återvinning hjälper till att reducera avfall och hanterar eventuella gifter med varsamhet. Det minskar farliga effekter på miljön i lämplighet med hantering av elektronik och elektroniska komponenters avfall (WEEE-direktivet). För att få mer information angående avfallshantering, vänligen kontakta din lokala avfallsstation.

AFVALSDIREKTIV 2002/96/CE

Dette produkt hører til den kategori af elektriske og elektroniske komponenter, som omfatter produkter, der kan indeholde stoffer, der er sundhedsskadelige for mennesker og farlige for miljøet. Symbolet med den overstregede affaldsspand betyder, at produktet er underkastet strenge regler for bortskaffelse ifølge den europæiske lovgivning (direktiv 2002/96 EF). Brugeren skal skille sig af med produktet ved at aflevere det enten til en forretning, som sælger denne type af produkter (“returpligt”), eller til den lokale genbrugsstation eller et specielt opsamlingssted. Alle produkter, som afleveres sådanne steder, bliver skilt ad, rensed og bortskaffet på en miljømæssigt sikker måde. Selektivt genbrug medvirker til at reducere mængden af affald og sørger for en sikker behandling af alle giftige stoffer. Derved mindskes de skadelige effekter på miljøet i overensstemmelse med WEEE-direktivet (Waste of Electric and Electronic Equipment). Yderligere information angående fremgangsmåden ved bortskaffelse af affald fås ved henvendelse til den lokale genbrugsstation.

JÄTTEIDEN TALTEENOTTO 2002/96/CE

Tämä tuote luokitellaan sähkö- ja elektroniikka valmisteisiin , joka käsittää tuotteet jotka voivat sisältää ihmisille tai ympäristölle vaarallisia aineita. Rastilla varustettu jätetyynyri- tunnusmerkki edellyttää EU- säännön (2002/96/CE) ankaraa noudattamista. Kuluttajan tulee romuttaessa joko jättää tuote takaisin samankaltaisten tuotteiden myyntipisteeseen tai sopivalle kierrätysasemalle. Tuotteet romutetaan täten ympäristösuojelun edellyttämällä tavalla. Selektiivinen hyödyntäminen vähentää jäte määriä ja käsittelee mahdolliset myrkylliset tuotteet asianomaisella tavalla. Valikoiva talteenotto pienentää elektroniikka jätteiden ympäristölle aiheuttamaa rasitusta. (WEEE- ohje). Lisätietoa jätteiden käsittelystä saat paikalliselta kierrätysasemalta.

SMALTIMENTO Direttiva 2002/96/CE

Questo prodotto rientra nella categoria di componenti elettrici/elettronici che include prodotti che possono contenere sostanze nocive per la salute umana e l’ambiente. Il simbolo della pattumiera sbarrata da una croce significa che il prodotto è soggetto a severi accordi di smaltimento ai sensi della legislazione europea (direttiva 2002/96/CE). L’utente è tenuto a smaltire il prodotto portandolo in un negozio che vende prodotti simili (“obbligo di restituzione”), oppure consegnandolo ad un centro di raccolta rifiuti per il riciclaggio selettivo. Tutti i prodotti così raccolti saranno demoliti, puliti e smaltiti in maniera ecologicamente corretta. Il riciclaggio selettivo contribuisce a ridurre la quantità di rifiuti e tratta in modo sicuro qualsiasi sostanza tossica. Ciò diminuisce gli effetti nocivi sull’ambiente ai sensi della direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Per ulteriori informazioni sui metodi di smaltimento dei rifiuti, rivolgetevi al vostro centro di raccolta rifiuti locale.

DEPOSICIÓN DE LAS PILAS / ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Regulación 2002/96/CE

Este producto está incluido en la categoría de componentes eléctricos y electrónicos y los materiales con los que está compuesto pueden contener sustancias peligrosas para la salud pública y el medio ambiente. El símbolo marcado con una cruz significa que este producto está sujeto a estrictas medidas de seguridad por la Legislación Europea (Directiva 2002/96/CE). El usuario debe deshacerse d el producto devolviéndolo al establecimiento donde lo adquirió (“Obligación de devolución”) o bien depositarlo en un container específico de reciclaje. Todo producto que se deposite en el container de reciclaje será desmontado, limpiado y deshecho de manera ecológica y segura para el medio ambiente. El reciclaje selectivo ayuda a reducir la cantidad de desechos y manejarlos libres de sustancias tóxicas. Esto disminuye los efectos nocivos en el medio ambiente conforme con la Directiva de Materiales Eléctricos y Electrónicos (WEEE). Para obtener más información sobre los procedimientos a seguir, póngase en contacto con el departamento de reciclaje de su ciudad.

ELIMINAÇÃO

Este produto está abrangido pela categoria de componentes eléctricos e electrónicos, a qual inclui produtos que possam conter substâncias perigosas para a saúde humana e para o ambiente. O caixote de lixo com uma cruz por cima significa que o produto está sujeito a disposições rigorosas ao abrigo da legislação europeia (Directiva 2002/96/CE). O utilizador tem de eliminar o produto levando-o a uma loja onde se vendam produtos similares (“Obrigaçãode devolução”) ou entregando-o junto de uma unidade local recolectora de refugio para reciclagem selectiva. Qualquer produto recolhido desta forma será desmontado, limpo e destruído de forma segura para o ambiente. A reciclagem selectiva ajuda a reduzir a quantidade de lixo e trata de forma segura as substâncias tóxicas. Isso diminui os efeitos nocivos sobre o ambiente, de acordo com a Directiva relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE). Para obter mais informação sobre procedimentos de eliminação de lixo, por favor contacte a sua unidade local de recolha de refugio.

Οδηγία 2002/96/EK

Το προϊόν αυτό εντάσσεται στην κατηγορία εξαρτημάτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, η οποία καλύπτει προϊόντα που πιθανώς περιέχουν επικίνδυνες ουσίες για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Ο διαγραμμένος τροχοφόρος κόδος απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν υπόκειται σε αυστηρούς κανονισμούς απόρριψης σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία (Οδηγία 2002/96/EK). Ο χρήστης οφείλει να απορρίπτει το προϊόν παραδίδοντάς το σε κατάσταση πώλησης παρόμοιων προϊόντων («Υποχρέωση επιστροφής») ή σε τοπική μονάδα συλλογής απορριμμάτων όπου εφαρμόζεται επλεκτική ανακύκλωση. Κάθε προϊόν που συλλέγεται με αυτόν τον τρόπο αποσυναρμολογείται, καθαρίζεται και απορρίπτεται και απορρίπτεται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Η επλεκτική ανακύκλωση συμβάλλει στη μείωση του όγκου απορριμμάτων και στον ασφαλή χειρισμό των τοξικών ουσιών. Με τον τρόπο αυτό, μειώνονται οι βλαβερές επιπτώσεις για το περιβάλλον, σύμφωνα με την Οδηγία για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες απόρριψης, επικοινωνήστε με την τοπική μονάδα συλλογής απορριμμάτων.

Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları Talimat 2002/96/EC (Avrupa sağlık ve güvenlik ürün etiketi)

Bu ürün elektrikli ve elektronik bileşenler kapsayan bir ürün olmakla bu bileşenler insan sağlığına ve çevreye zarar veren maddeler içerebilirler. Tehlikeli madde sembolü (üstü çapraz çizilmiş çöp kutusu işareti olan), ürünün Avrupa tüzüğüne göre belirli sıkı tedbirler altında, atık değerlendirilmeye tabi tutulduğu anlamına gelir (2002/96/EC direktifi). Kullanıcı ürünü benzer ürünlerin satıldığı bir mağazaya götürmeli ya da tehlikeli atıkların arıtma amacıyla toplandığı geri kazanım tesislerine götürülmelidir. Bu şekilde toplanılan her ürün sökülüp; temizlenip, çevreye zarar vermeyecek biçimde bertaraf edilir. Tehlikeli atık, çöp miktarının azalmasını sağlar. Her çeşit zehirli maddeli atık güvenli bir şekilde ortadan kaldırılır. Bu da Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları Direktifi (WEEE) gereğince çevreye zarar verici etki oranını düşürür. Çöp geri gönderme işlemi hakkında daha detaylı bilgi edinmek istiyorsanız, yerel geri gönderme birimlerinizle temasa girin.

Health o meter®

P r o f e s s i o n a l

Pelstar LLC
11800 South Austin Avenue Unit B Alsip, IL 60803
• 1-708-377-0600 or 1-800-638-3722

Please register your product at www.homsscales.com
Health o meter® is a registered trademark of
Sunbeam Products Inc. used under license.

© Pelstar LLC 2009