



THE COUNTWAY SYSTEM

For handling soiled sponges and determining blood loss

SYSTÈME COUNTWAY

Pour compter les compresses souillées et évaluer la quantité de sang perdu



The countway system protects both you and the patient. Furthermore, it offers better O.R. sanitation.

- 2212A – Round countway system
- 2212B – Square countway system

Le système countway vous protège ainsi que le patient et de plus, améliore l'hygiène de la salle d'opération.

- 2212A – Système de countway rond
- 2212B – Système de countway carré

➔ Units are available for free evaluations and trials
Des unités sont disponibles gratuitement pour essais et évaluations





THE COUNTWAY SYSTEM

For handling soiled sponges and determining blood loss

This aseptic system protects both you and the patient by maintaining a readily visible count with better O.R. sanitation.

The height adjustable sponge receptacle (kick bucket) means comfort to the personnel

The Countway System's unique self-closing pouches contain and confine soiled sponges

The clear pouching system makes counting quick, simple and accurate

The covered pouch prevents odor, and eliminates the risk of airborne contamination

The entire sponge counting system, **including the "kick bucket"**, is integrated into 1 unit

Height adjustment from 2½ feet (75 cm) to almost 4 feet (120 cm) high

Each "sponge counting panel" has 5 separate pocket, each with individual covers and a split (on item 2213) to hold 2 small or medium sized sponges

The central bag used for sponge collecting is also used at the end of the procedure as a disposal bag for the soiled sponges and counting panels

Product	Description	Format
2212A	Round Countway stand	1 unit
2212B	Square Countway stand	1 unit
2212-BOX	Box to hold used counting panels	1 unit
*2213	5 pocket sponge counting panel	50/bx x 8bx/cs
*2213-BL	5 pocket sponge counting panel Blue without split	50/bx x 8bx/cs
*2213-Y	5 pocket sponge counting panel Yellow without split	50/bx x 8bx/cs
*2214	Inner (centre) sponge collecting bag	50/bx x 8bx/cs
*single use		

SYSTÈME COUNTWAY

Pour compter les compresses souillées et évaluer la quantité de sang perdu

Ce système aseptique vous protège ainsi que votre patient en permettant de voir facilement le nombre de compresses utilisées et d'accroître l'hygiène dans la salle d'opération.

La hauteur ajustable du récipient qui recueille les compresses assure plus de confort au personnel.

Le système Countway comprend des pochettes à fermeture pour recevoir les compresses souillées

Grâce à ses pochettes transparentes, le système permet de compter les compresses facilement, rapidement et avec précision

Parce qu'elles se ferment, les pochettes éliminent les odeurs désagréables et préviennent la contamination aérienne.

Le système de comptage des compresses comprend le réceptacle et la base sur roulette.

Hauteur ajustable de 2½ pieds (75 cm) jusqu'à 4 pieds (120 cm) de haut

Chacun des panneaux de comptage a 5 pochettes séparées (item 2213 seulement) afin d'accueillir 2 petites ou moyennes compresses

Le sac central utilisé pour le ramassage est également utilisé, à la fin de la procédure, comme sac de vidange pour les compresses souillées et les panneaux de comptage

Produit	Description	Format
2212A	Récipient rond pour compresses souillées	1 unité
2212B	Récipient carré pour compresses souillées	1 unité
2212-BOX	Contenant pour panneau usagé	1 unité
*2213	Panneau de comptage à 5 pochettes	50/bte x 8btes/cs
*2213-BL	Panneau de comptage à 5 pochettes bleu sans diviseur	50/bte x 8btes/cs
*2213-Y	Panneau de comptage à 5 pochettes jaune sans diviseur	50/bte x 8btes/cs
*2214	Sac collecteur pour recueillir et jeter les compresses	50/bte x 8btes/cs
*Usage unique		